

## Sunar Expert Allergy Care 2

Potravina pro zvláštní lékařské účely v prášku  
Potravina na osobitné lekárske účely v prášku

Označení věkové kategorie: **2** od ukončeného 6 měsíce/mesiaca

Sunar Expert Allergy Care 2 je potravina určená k dietnímu postupu při alergii na bílkovinu kravského mléka. Obsahuje extenzivně štěpenou (hydrolyzovanou) bílkovinu, která významně přispívá ke snížení alergické reakce. Sunar Expert Allergy Care 2 rovněž obsahuje nukleotidy a omega 3 mastné kyseliny DHA.

Sunar Expert Allergy Care 2 je potravina určená na diétny režim pri alergii na bielkovinu kravského mlieka. Obsahuje extenzívne štiepenú (hydrolyzovanú) bielkovinu, ktorá významne prispieva k zníženiu alergickej reakcie. Sunar Expert Allergy Care 2 rovnako obsahuje nukleotidy a omega 3 mastné kyseliny DHA.

Hmotnost/Hmotnosť:  
e 700 g


Vyrobena v: Španělsko / Vyrobené v: Španielsko

Prodávající: HERO CZECH s.r.o., Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5  
Predávajúci v SR: HERO SLOVAKIA s.r.o., Podzámska 68, 949 01 Nitra

Minimální trvanlivost do:  
Uvedeno na spodní straně obalu.

Minimálna trvanlivosť do:  
Uvedené na spodnej strane obalu

Baleno v ochranné atmosféře.  
Balené v ochrannej atmosfére.



EAN:

**Složení/Zloženie:**

Maltodextrin/maltodextrín, rostlinné/rastlinné oleje (**sójový**, kokosový, slunečnicový/slnečnicový, palmový, olej z *Mortierella alpina*), hydrolyzovaná syrovátková bílkovina/srvátková bielkovina (z **mléka** / z **mlieka**), hydrolyzovaný kasein/kazeín (z **mléka** / z **mlieka**), emulgátor (estery mono a diglyceridů / diglyceridov mastných kyselin s kyselinou citrónovou, **sójový** lecitín / **sójový** lecitín), vápenaté soli kyseliny orthofosforečné/ ortofosforečnej, vápenaté soli kyseliny citronové/citrónovej, **rybí** olej, chlorid hořečnatý/horečnatý, chlorid vápenatý, draselné soli kyseliny orthofosforečné/ ortofosforečnej, draselné soli kyseliny citronové/citrónovej, L-askorban sodný / L-askorbát sodíka, hydroxid draselný, chlorid draselný, hydroxid vápenatý, chlorid cholinu/cholínu, taurin/taurín, síran železnatý, inositol/inozitol, cytidin 5'-monofosforečnan sodný (CMP) / cytidín 5'-monofosfát sodný (CMP), síran zinečnatý/zinočnatý, uridin 5'-monofosforečnan sodný (UMP) / uridín 5'-monofosfát sodný (UMP), L-karnitin, DL - alfa tokoferyl acetát / DL - alfa tokoferol acetát, L-fenylalanin / L-fenylalanín, L-tryptofan, retinyl acetát, nikotinamid/nikotínamid, adenosin 5'-monofosforečnan sodný (AMP) / adenosín 5'-monofosfát sodný (AMP), cholekalciferol, guanosin 5'-monofosforečnan sodný (GMP) / guanosín 5'-monofosfát sodný (GMP), D-pantothenát/pantotenát vápenatý, inosin 5'-monofosforečnan sodný (IMP) / inosín 5'-monofosfát sodný (IMP), kyanokobalamin/kyanokobalamín, síran měďnatý/medňatý, fytomenadion/fytomenadión, thiamin/tiamín hydrochlorid, riboflavin/riboflavín, pyridoxin/pyridoxín hydrochlorid, síran manganatý/mangánatý, jodid draselný, kyselina listová, seleničitan sodný, D-biotin / D-biotín.

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!**

Kojení je pro novorozence a kojence nejlepší způsob výživy. Sunar Expert Allergy Care 2 je pokračovací kojenecká výživa určená jako součást smíšené stravy pro kojence od ukončeného 6 měsíce, pokud nemohou být kojeni a není vhodný jako jediný zdroj výživy. Sunar Expert Allergy Care 2 není určen jako náhrada mateřského mléka v prvních 6 měsících života kojence. Sunar Expert Allergy Care 2 používejte pouze pod lékařským dohledem. Pro zdraví kojenců je důležité správné dodržování návodu k přípravě. Při přípravě používejte pouze přiloženou odměrku. Neměňte poměr prášku a vody. Pro každé krmení používejte vždy čerstvě namíchanou porci. Nespotřebovanou porci neuchovávejte a znovu nepodávejte. Připravené mléko ihned spotřebujte – nejdéle do 1 hodiny. Díky štěpené bílkovině je chuť mléka mírně nahořklá, což není na závadu.

Jakékoliv další dotazy ohledně přípravy a dávkování konzultujte s ošetřujícím lékařem. O zavádění vhodných prvních příkrmů se rovněž poradte s ošetřujícím lékařem s ohledem na zdravotní stav a celkový vývoj dítěte.

#### UCHOVÁVÁNÍ:

Skladujte na suchém a tmavém místě při teplotě do 24 °C a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů. Neskladujte v chladničce. Po přípravě každé dávky balení vždy pečlivě zavřete a uložte na suchém a chladném místě. Obsah otevřeného balení spotřebujte do 4 týdnů.

#### DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Dojčenie je pre novorodencov a dojčatá najlepším spôsobom výživy. Sunar Expert Allergy Care 2 je následná dojčenská výživa určená ako súčasť zmiešanej stravy pre dojčatá od ukončeného 6 mesiaca, pokiaľ nemôžu byť dojčené a nie je vhodný ako jediný zdroj výživy. Sunar Expert Allergy Care 2 nie je určený ako náhrada materského mlieka v prvých 6 mesiacoch života dojčťa. Sunar Expert Allergy Care 2 používajte len pod lekárske dohľadom. Pre zdravie dojčťa je dôležité správne dodržiavanie návodu na prípravu. Pri príprave používajte len priloženú odmerku. Nemeňte pomer prášku a vody. Pre každé kŕmenie používajte vždy čerstvo namiešanú porciu. Nespotrebovanú porciu neuchovávajte a znova nepodávajte. Pripravené mlieko ihneď spotrebujte - najneskôr do 1 hodiny. Vďaka štiepené bielkovine je chuť mlieka mierne horkastá, čo nie je na závalu.

Akékoľvek ďalšie otázky ohľadom prípravy a dávkovanie konzultujte s ošetrovateľom. O zavedenie vhodných prvých príkrmov sa tiež poradte s ošetrovateľom s ohľadom na zdravotný stav a celkový vývoj dieťaťa.

#### UCHOVÁVANIE:

Skladujte na suchom a tmavom mieste pri teplote do 24 °C a v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov. Neskladujte v chladničke. Po príprave každej dávky balenie vždy starostlivo zatvorte a uložte na suchom a chladnom mieste. Obsah otvoreného balenia spotrebujte do 4 týždňov.

#### ZPŮSOB PŘÍPRAVY / SPÔSOB PRÍPRAVY

Pečlivě si umyjte a osušte ruce. / Dôkladne si umyte a osušte ruky.

1. Vysterilizujte dudlík, lahev a kroužek tak, že je ponoříte do vařící vody na 10 minut.

Vysterilizujte cumlík, fľašu a krúžok tak, že ich ponoríte do vriacej vody na 10 minút.

2. V jiné nádobě převařte pitnou vodu vhodnou pro kojence a nechte ji vychladnout např. ve vodní lázni na 40 °C. Vlijte požadované množství do vysterilizované lahve (dávkování viz tabulka). Nespotřebovanou převařenou vodu již pro další přípravu mléka nepoužívejte.

V inej nádobe prevarte pitnú vodu vhodnú pre dojčatá a nechajte ju vychladnúť napr. Vo vodnom kúpeli na 40 °C. Vlejte požadované množstvo do vysterilizovanej fľaše (dávkovanie pozri tabuľku). Nespotrebovanú prevarenú vodu už pre ďalšiu prípravu mlieka nepoužívajte.

3. Naplňte odměrku vrchovatě práškem, přebytek zarovnejte ostřím čistého nože a vsypte do lahve požadovaný počet odměrek (viz. dávkovací tabulka). Dobře zavřete a důkladně protřepejte, až se prášek rozpustí. Používejte vždy pouze přiloženou odměrku.

Naplňte odmerku vrchovato práškom, prebytok zarovnajzte ostrím čistého noža a vsypte do fľaše požadovaný počet odmeriek (pozri. dávkovacia tabuľka). Dobre zatvorte a dôkladne pretrepte, až sa prášok rozpustí. Používajte vždy len priloženú odmerku.

4. Před podáváním dítěti si zkontrolujte na vnitřní straně zápěstí, že teplota mléka není vyšší než 37 – 40 °C. Připravenou porci ihned podávejte.

Pred podaním dieťaťu si skontrolujte na vnútornej strane zápästia, že teplota mlieka nie je vyššia ako 37 – 40 °C. Pripravenú porciu ihneď podávajte.

DÁVKOVACÍ TABULKA / DÁVKOVACIA TABUĽKA

Plná odměrka obsahuje 4,5 g Sunar Expert Allergy Care 2 a odpovídá 22,2 kcal. Z 90 ml vody a 3 odměrek prášku připravíte 100 ml obnoveného mléka. Při přípravě vždy používejte přiloženou odměrku. Neměňte poměr prášku a vody.

Plná odmerka obsahuje 4,5 g Sunar Expert Allergy Care 2 a zodpovedá 22,2 kcal. Z 90 ml vody a 3 odmeriek prášku pripravíte 100 ml obnoveného mlieka. Pri príprave používajte vždy priloženú odmerku. Nemeňte pomer prášku a vody.

Doporučené dávkování / Odporúčané dávkovanie			Příprava jedné porce / Příprava jednej porcie		
Věk kojence / Vek dojčence	Počet mléčných porcí na den (24 hodin) / Počet mléčných porcí na den (24 hodin)	Doporučená celková potřeba mléka na den (v ml) / Odporúčaná celková potreba mlieka na deň (v ml)	Voda (ml)	Počet zarovnaných odměrek / Počet zarovnaných odmeriek	Množství obnoveného mléka / Množstvo obnoveného mlieka
6 - 8 měsíců/mesiacov	5	1000	180	6	200
8 - 10 měsíců/mesiacov	4	800	180	6	200
10 - 12 měsíců/mesiacov	2-3	min. 500	180	6	200

### **DHA a ARA**

Jsou přirozenou součástí mateřského mléka a pro organismus nepostradatelné. Proto by měly být dle doporučení odborníků na výživu přijímány stravou.

### **Nukleotidy**

Jsou přirozenou součástí mateřského mléka a pro organismus nepostradatelné. Proto by měly být dle doporučení odborníků na výživu přijímány stravou.

### **DHA a ARA**

Sú prirodzenou súčasťou materského mlieka a pre organizmus nenahraditeľné. Preto by mali byť podľa odporúčania odborníkov na výživu prijímané stravou.

### **Nukleotidy**

Sú prirodzenou súčasťou materského mlieka a pre organizmus nenahraditeľné. Preto by mali byť podľa odporúčania odborníkov na výživu prijímané stravou.

Infolinka

ČR: 800 201 102

[www.sunar.cz](http://www.sunar.cz)

SR: 0800 606 005

[www.sunar.sk](http://www.sunar.sk)